

CP503

Kyslíkový koncentrátor

Koncentrátor kyslíku patří mezi zdravotnické prostředky, které se používají doma, v pečovatelských domovech nebo v centrech péče o pacienty k zajištění nízko průtokové kyslíkové terapie. Systém čištění kyslíku je navržený tak, aby zlepšoval lidské zdraví. Předností přístroje jsou ovládání jedním dotykem a přesná regulace toku. Umožňuje nepřetržitý provoz po dobu 24 hodin se stabilním výkonem.

Specifikace

CP503	
Napětí	220 V \sim \pm 10 % / 50 Hz \pm 1 Hz
Příkon	290 VA
Výstupní tlak kyslíku	40kPa-60kPa
Nejvyšší průtok	5 L/min
Koncentrace kyslíku	\geq 90 %
Rozsah nastavitelného průtoku	0 - 5L/min
Hmotnost	14.3 kg
Hlučnost	\leq 42 db
Rozměry (mm)	d380 \times š230 \times v592
Možnost provozu	24 hod
Rozsah provozní teploty	5°C – 40°C



Používání kyslíku bez souhlasu oprávněných osob může být nebezpečné.

Příslušenství

- ✓ Zvlhčovací láhev
- ✓ Nosní kyslíková trubice / maska
- ✓ Filtr na hrubé nečistoty
- ✓ HEPA filtr

Distributor a servis:

PRO
SPOL. S R.O. **MOS**
PROJEKCE • MONTÁŽE • SERVIS
Starozuberská 1445
756 54 Zubří
Mob.: +420 603 213 823
Tel./fax.: +420 571 611 467
Email: info@promos-vm.cz
www.promos-vm.cz